



**Patients de
30 à 160 kg**



**Décharge
talonnaire**
Dégonflage
d'une cellule
au niveau
de la zone
talonnaire



**Dispositif d'aide
au transfert**

Bordures
stabilisatrices
permettent une
meilleure stabilité
du patient et une
position assise
sécurisée lors des
transferts, ainsi
qu'une aide pour
le soignant

- Partie Alternante : 14 à 19 cellules polyuréthane de 12 cm de diamètre
- Cadre de mousse rigidifie l'ensemble et facilite le transfert
- Recouvert d'une housse imperméable EXELL
- Oreiller intégré (modèle 14 cellules)
- Dimension standard (195/85/16)



→ Pour patients
à très hauts
risques de
stade 1 à 4

Coupe de la structure du matelas

