

Repose® Surmatelas

1 personne
2 personnes
Radiologie



Composé de 16 chambres à air en polyuréthane reliées entre elles, **le surmatelas Repose®** s'attache à un matelas. Cette solution réactive permet de répartir la pression de manière optimale pour chaque patient à risque. D'expérience, nous savons que les patients sont confortablement couchés sur les solutions Repose®, à fortiori ceux qui sont sensibles à la douleur...

Le surmatelas Repose® pour 2 personnes permet aux couples d'utiliser 1 grand matelas Repose® adapté à un lit de 2 personnes. Le confort exceptionnel du surmatelas Repose® garantit une

bonne nuit de sommeil au partenaire, tandis que ses propriétés de répartition de la pression agissent pour le patient qui en a besoin.

Le surmatelas Repose® pour la radiologie est par sa faible largeur très approprié à l'utilisation en radiologie, en chirurgie ou sur toutes autres tables de soins. Grâce aux caractéristiques radiotransparentes du polyuréthane, le patient peut rester sur le matelas lors d'examen en imagerie médicale.

Repose® Surmatelas
1 personne



Surmatelas 1 personne / 2 personnes / radiologie

Matériaux :	Membranes d'air	Polyuréthane thermoplastique : TPU Platilon U01 (extensible à 600 %)
	Housse	Polyuréthane thermoplastique : TPU Platilon U072
	Pompe	ABS
Épaisseur du matériau :	50 µm	
Pression interne maximale	12 mmHg	
Poids maximal	139 kg / 2 x 139 kg / 139 kg	
Poids	0,8 kg / 1,5 kg / 0,7 kg	
Poids de la pompe	0,59 kg	
Dimensions (L x l x h)	190 x 77 x 5 cm / 178 x 135 x 5 cm / 178 x 55 x 5 cm	
Dimensions de la pompe (ø x h)	11 x 47 cm	
Accessoires	Kit Refresh pour surmatelas (housse TPU)	
	Housse Inside pour surmatelas en PU bleu et avec fermeture à glissière.	