



**Patients de  
30 à 160 kg**




**Décharge  
talonnaire**



**Dispositif d'aide  
au transfert**

Bordures  
stabilisatrices  
permettent une  
meilleure stabilité  
du patient et une  
position assise  
sécurisée lors des  
transferts, ainsi  
qu'une aide pour  
le soignant

- Mousse viscoélastique aérée
- Répartiteur de pression pour patient à très hauts risques
- Matelas 3 couches à dureté progressives et 3 zones de portance (talons/siège/épaules)
- Les couches de contact viscoélastiques offrent un accueil soft
- Dimensions standard (195/85/16)



- Vue éclatée du matelas RT 3Z 16 cm

- 
- 1. Zone Décharge Talons
  - 2. Zone Siège renforcée 65 kg
  - 3. Zone épaules assouplies
  - 4. Bordures latérales favorisant les transferts et mobilisation du patient
  - 5. Accueil Visco Non feu BS Crib 7 et indéchirable
- 

